

Action 3 Junior



DJEČJA STANDARDNA INVALIDSKA KOLICA



— RASTITE S ACTION 3 JUNIOR

Invacare Action 3 Junior su lagana , sklopiva dječja standardna kolica na ručni pogon, dizajnirana za djecu dobi između 3 i 15 godina. Action 3 Junior su razvijena kako bi zadovoljila potrebe djece za mobilnošću , ali i mogu rasti s djecom. Budući da se djetetove potrebe mijenjaju Action 3 Junior nudi širok raspon opcija i dodataka kako bi pratilo djecu u njihovom razvoju , a istovremeno im pružili neophodnu potporu i adekvatno pozicioniranje. Action 3 Junior je modernog izgleda i dizajna u skladu s zahtjevima djece.

TERAPIJSKI STOL —

Uz klasični klizni terapijski stol , nudimo i opciju preklopnog i odmičnog terapijskog stola koji se može lagano sklopiti kada nije više potreban.



— TEHNIČKE KARAKTERISTIKE —

	EVOLUTIVE	STANDARD
Širina sjedišta (mm)	205-380	305-380
Dubina sjedišta (mm)	200-375	250-350
Kut sjedišta (mm)	1,5° - 8,5°	1,5° - 8,5°
Visina sjedišta (mm)	410-460	410-460
Kut naslona (°)	0° - 30°	0° - 30°
Visina naslona (mm)	350-430	350-430
Kut oslonca za noge(°)	80° / 90° / 0° - 80°	80° / 90° / 0° - 80°
Duljina oslonca za noge (°)	125-450	125-450
Visina oslonca za ruke (mm)	150-280	150-280
Širina sjedišta (mm)	+190 / +170	+190 / +170
Skopljena širina (mm)	315/270	315/270
Ukupna duljina (s osl. za noge)	740 - 965	900 - 1000
Ukupna visina	870 - 1130	870 - 1130
Maksimalna težina korisnika	80kg	80kg
Ukupna težina (kg)	15,0	15,0
Maksimalna nosivost (kg)	12,0	12,0

— SJEDIŠTE PODESIVE ŠIRINE

Širina sjedišta i podvozja se može podesiti uz pomoć inovativnog sustava teleskopskih škara podvozja. Moguće je podesiti širinu sjedišta u četiri širine od 205 do 380 mm.

