



1221030712007

TOM 4

patron®

INVALIDSKA KOLICA S POSEBNOM PRILAGODBOM



PRILAGODLJIVA KOLICA

TOM 4 - popularna potpuno prilagodljiva kolica za djecu s posebnim potrebama su bazirana na poboljšanoj dizajnu TOM-linije podvozja s 200/300mm kotačima, koji omogućavaju korištenje proizvoda podjednako u unutarnjim i vanjskim aktivnostima.

SJEDNA JEDINICA

Sjedna jedinica uključuje fleksibilan sistem za montažu sustava za fiksaciju i dodatne opreme. Sjedna jedinica je prekrivana potpuno odvojitivom mekano tapeciranom tekstilnom presvlakom modernog dizajna. Jednostavno rukovanje i preklapanje je osigurano čak i kada je sjedna jedinica na podvozju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	MINI	STD	MAXI	SuperMaxi42
Visina leđnog naslona (mm)	450-600	520-680	570-680	570-680
Dubina sjedišta (mm)	270-310	270-310	320-430	320-430
Širina sjedišta (mm)	260-300	240/280/340	280/320/380	425
Sjedište do oslonca za noge (mm)	140-280	200-350	240-400	240-400
Nagib leđnog naslona	0°- 175°	0°- 175°	0°- 165°	0°- 165°
Nagib sjedne jedinice	+/- 27°	+/- 27°	+/- 25°	+/- 25°
Ukupna duljina (mm)	900	990	1070	1100
Ukupna širina (mm)	580	580	630	680
Ukupna visina /s ručkom za guranje(mm)	1010	1010	1060	1030
Kočnica	nožna koč.	nožna koč.	nožna koč.	nožna koč.
Težina	17kg	18kg	20,5kg	24,0kg
Maksimalna nosivost	35,0kg	35,0kg	50,0kg	75,0kg
Duljina sklopljenih kolica (mm)	930	930	960	960
Širina sklopljenih kolica (mm)	580	580	630	680
Visina sklopljenih kolica (mm)	550	550	630	660



FLEXI - SET jastučići

Set jastučića za regulaciju sjedne širine omogućava vrlo fleksibilno podešavanje sjedne širine u skladu s trenutnim potrebama korisnika, do maksimalno 50 mm. FLEXI-set jastučići sastoje se od jastučića različitih širina i tvrdoće, ukupno 6 komada.

