



Invacare® | **COMET PRO**

Snaga i performanse u
premium paketu



Bilo da obilazite lokalne trgovine, idete na dulji izlet u grad, ili želite ići još dalje, novi Comet Pro će vas odvesti u udobnosti, sigurnosti i stilu.

Njegove snažne mogućnosti na otvorenome, kombinirane s naprednim sigurnosnim značajkama i opcijama, osiguravaju brz, snažan i pouzdan pogon.

Sa svojim izvanrednim značajkama vožnje i modernom estetikom, Comet Pro nudi snagu i performanse u premium paketu.



Vrhunska izvedba i upravljanje

Zahvaljujući poboljšanim značajkama vožnje i 2 x 75 Ah baterijama, Comet Pro omogućuje vam uživanje u duljim i zahtjevnijim vožnjama izvan granica grada. Njegovi veliki prednji i stražnji kotači od 13", u kombinaciji s vrhunskim sustavom ovjesa, omogućuju sigurno savladavanje rubnika i prepreka na nesmetan i udoban način. Osim toga, automatsko smanjenje brzine će vas usporiti prilikom vožnje oko ugla pri velikoj brzini za dodatnu stabilnost i sigurnost.



Ispitano od TÜV-a

Comet Pro bio je podvrgnut neovisnom laboratorijskom ispitivanju njemačkog TÜV-a, što vam daje krajnje pouzdanje i sigurnost prilikom vožnje. Nadalje, napredne sigurnosne značajke, kao što su dvostupanjska poluga za otpuštanje i automatsko smanjenje brzine, pružaju dodatnu smirenost bez obzira kamo idete.

Kompaktan i moderan dizajn


Dizajniran s udobnošću i preciznošću, Comet Pro nudi izvanrednu mogućnost manevriranja i upravljanja, čak i kroz uske i zahtjevne prostore. Osim toga, ergonomski upravljač jamči optimalan položaj tijekom vožnje, omogućujući ugodniji i opuštajući put.





Napredni ovjes

Za nesmetanu i udobnu vožnju preko hrapavog terena.



Jednostavna stabilnost u smjeru vožnje

Drži vas na ravnoj liniji pri velikim brzinama radi dodatne sigurnosti i stabilnosti.



Ograničeno pomicanje upravljača

Korisnici mogu jednostavno podesiti upravljač pomoću poluge prema svojim potrebama.



Ergonomski upravljač

Naš ergonomski dizajniran upravljački sustav pojednostavljuje upravljanje i osigurava brže reakcije.



Intuitivni LCD zaslon

Jednostavan za razumjeti i izgled koji vam daje potpunu pouzdanost i kontrolu prilikom vožnje.



Svjetlo kočnice

Jasna i svijetla svjetla kočnice upozoravaju ljude da se skuter usporava.




Poluga za otpuštanje

Korisnici mogu jednostavno podesiti upravljač pomoću poluge prema svojim potrebama.



Automatsko smanjenje brzine

Automatsko smanjenje brzine smanjuje brzinu oko zavoja za dodatnu sigurnost.



Prilagodite svoj skuter s kućištima i priborom

Izaberite između 10 boja kućišta i preko 25 komada pribora za prilagodbu skutera vašem individualnom stilu. Da biste saznali više, posjetite web stranicu posvećenu skuteru na adresi: www.invacarescooter.com.

Tehnički podaci

Za detaljnije informacije o ovom proizvodu prije prodaje, uključujući korisnički priručnik proizvoda, pogledajte www.invacare-eu-export.com/orion-pro-ma-77oripen

	Širina naslonjača	Dubina sjedala	Visina od sjedala do poda	Visina naslonjača	Širina vozne jedinice	Ukupna duljina	Neto težina
Comet Pro	510 mm	Comfort and Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	665 mm - 685 mm	1450 mm	136 kg
	Najteži dio	Max. težina korisnika	Kapacitet baterije	Promjer okretanja	Max. savladiva visina prepreke	Razmak od poda	Max. sigurni nagib
Comet Pro	approx. 63 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10°
	Max. ruta vožnje	Max. brzina vožnje	Kapacitet motora	1. Vršna vrijednost učinka			
Comet Pro	55 km	15 km/h	550 W / 1600 W ¹				

Boja kućišta

Mramorno bijela	Safirno plava	Žad zelena	Luksor bež	Kristalni bakar
Karmin crvena	Krom srebrna	Dijamantno srebrna	Električno plava	Jasper crvena

Presvlake

Crni Vynil



Braće Radića 52/B, Jalkovec, 42000 Varaždin
042/350-744 | info@ortorea.hr



N. Š. Zrinskog 7, 23000 Zadar
023/301-777 | info@inkocentar.hr