



Froggo

patron®

DJEČJA INVALIDSKA KOLICA

— INOVATIVAN SJEDNI SUSTAV

FROGGO je vrlo inovativan sjedni sustav za djecu s posebnim potrebama, koja zahtijevaju adekvatnu potporu i pozicioniranje. Karakteristike su mu potpuna potpora i pozicioniranje u sjedećem položaju za svakodnevne aktivnosti (kod kuće, u školi, u rehabilitacijskim centrima,).



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	MINI	STD	MAXI
Visina leđnog naslona (mm)	440-570	510-680	550-700
Dubina sjedišta (mm)	185-270	230 - 330	290-400
Širina sjedišta (mm)	220-280	250 - 350	270-390
Sjedište do oslonca za noge (mm)	90-260	120 - 360	120-390
Visina sjedišta (mm)	330-570	330 - 570	330-570
Visina oslonca za ruke (mm)	140-220	170 - 250	170-250
Kut oslonca za ruke (°)	0°	+/- 35°	+/- 35°
Kut leđnog naslona (°)	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Nagib sjedne jedinice(°)	+5°-+35°	+5°-+35°	+5°-+35°
Kut oslonca za noge (°)	-8°-+11°	-8°-+11°	-8°-+11°
Ukupna dužina (mm)	670	670	670
Ukupna širina (mm)	510	510	510
Ukupna visina (mm)	1000	1120	1130
Visina ručke za guranje (mm)	podesivo	podesivo	podesivo
Ukupna težina (kg)	16,0	17,5	18,5
Maksimalna nosivost (kg)	35,0	40,0	50,0
Kočnica	nožna koč.	nožna koč.	nožna koč.

— FLEKSIBILNA & PODESIVA

FROGGO terapijski stolac se proizvodi u tri veličine. Potpuno aluminijska "ALUX " sjedna jedinica je u potpunosti podesiva po dimenzijama kao i po poziciji. Vrlo inovativni MONOSLIDE dizajn sjedne jedinice nudi i provjereni fleksibilni sustav za pričvršćivanje i fiksiranje, te mogućnost montiranja dodatka za pozicioniranje (veliki izbor profesionalnih dodatka su dostupni na zahtjev). Sjedna školjka je kompletno pokrivena odvojivom mekom i podstavljenom tekstilnom presvlakom.

