

# FROGGO



Vrlo inovativni sjedni sustav s MONOSLIDE dizajnom sjedne jedinice. Podvozje potpuno podesivo po visini i kutu uz pomoć plinskih opruga.



FROGGO MINI



FROGGO STD



FROGGO MAXI

FROGGO je vrlo inovativan sjedni sustav za djecu s posebnim potrebama, koja zahtijevaju adekvatnu potporu i pozicioniranje. Karakteristike su mu potpuna potpora i pozicioniranje u sjedećem položaju za svakodnevne aktivnosti (kod kuće, u školi, u rehabilitacijskim centrima, ...). FROGGO terapijski stolac se proizvodi u tri veličine. Potpuno aluminijska "ALUX" sjedna jedinica je u potpunosti podesiva po dimenzijama kao i po poziciji. Vrlo inovativni MONOSLIDE dizajn sjedne jedinice nudi i provjereni fleksibilni sustav za pričvršćivanje i fiksiranje, te mogućnost montiranja dodatka za pozicioniranje (veliki izbor profesionalnih dodataka su dostupni na zahtjev). Sjedna školjka je kompletno pokrivena odvojivom mekom i podstavljenom tekstilnom presvlakom. Teleskopsko podvozje podesivo po visini omogućuje veliku fleksibilnost sjedne jedinice, te adekvatna pozicioniranja u različitim svakodnevnim situacijama (sjedenje, hranjenje, odmaranje, igranje,...) Za najbolje rezultate uporabe ove linije proizvoda savjetujemo se konzultirati sa našim stručnjakom za sjedenje i pozicioniranje. Proizvod odgovara najnovijim standardima EU. Te higijenskim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima.



**široki raspon opreme i dodataka za pozicioniranje su dostupni kao dodatna oprema**



**potpuno podesivi oslonci za ruke**



**Šifre za narudžbu Froggo:**

FROGGO-SE MINI ..... FRG101MY  
FROGGO-SE STD ..... FRG101YY  
FROGGO-SE MAXI ..... FRG101XY

#### Standardna oprema:

- sjedna jedinica podesiva po dubini i širini, leđni naslov podesiv po veličini
- rukonasloni podesivi po kutu i visini, odvojni
- podešavanja nagiba sjedne jedinice
- leđni naslon podesiv do pognutog položaja s lateralnim potporama
- oslonci za noge podesivi po kutu i veličini
- teleskopsko podvozje podesivo po kutu i veličini uz pomoć plinskih opruga
- prednji i stražnji kotači s kočnicama
- odvojiv prednji metalni štitnik te rukohvat za guranje
- široka paleta boja preslake i podvozja

#### Dodatna oprema:

- terapijski stol, naslon za glavu, abdukциони klin, bočne potpore, remeni za pozicioniranje te ostala oprema dostupna sukladno trenutnoj listi dodataka

#### Tehničke informacije - FROGGO

|                                     | MINI       | STD        | MAXI       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Visina leđnog naslona [mm]          | 440 - 570  | 510 - 680  | 550 - 700  |
| Dubina sjedišta [mm]                | 185 - 270  | 230 - 330  | 290 - 400  |
| Širina sjedišta [mm]                | 220 - 280  | 250 - 350  | 270 - 390  |
| Od sjedišta do oslonca za noge [mm] | 90 - 260   | 120 - 360  | 120 - 390  |
| Visina sjedišta [mm]                | 330 - 570  | 330 - 570  | 330 - 570  |
| Visina oslonca za ruke [mm]         | 140 - 220  | 170 - 250  | 170 - 250  |
| Kut oslonca za ruke [°]             | 0°         | +/- 35°    | +/- 35°    |
| Kut leđnog naslona [°]              | 0° - 170°  | 0° - 170°  | 0° - 170°  |
| Nagib sjedne jedinice [°]           | +5° - +35° | +5° - +35° | +5° - +35° |
| Kut oslonca za noge [°]             | -8° - +11  | -8° - +11  | -8° - +11  |
| Ukupna dužina [mm]                  | 670        | 670        | 670        |
| Ukupna širina [mm]                  | 510        | 510        | 510        |
| Ukupna visina [mm]                  | 1000       | 1120       | 1130       |
| Visina ručke za guranje [mm]        | podesivo   | podesivo   | podesivo   |
| Ukupna težina [kg]                  | 16,0       | 17,5       | 18,5       |
| Maksimalna nosivost [kg]            | 35,0       | 40,0       | 50,0       |
| Kočnica                             | nožna koč. | nožna koč. | nožna koč. |