



Siguran & stabilan: Invacare Leo

Invacare Leo je skuter dizajniran za sve one koji cijene svoju neovisnost i žele izaći bez pomoći. Sigurnost je ključna značajka Lea, ali to ne umanjuje stilski i sportski izgled. Leo korisnicima nudi slobodu i povjerenje da mogu uživati u svojim bitnim svakodnevnim izlascima i izletima u slobodno vrijeme. S visokim standardima vrlo izražene preciznosti u dizajnu i sigurnosnom inženjeringu, Leo nesumnjivo postavlja novi tržišni standard.



Za siguran, snažan pogon

Invacare Leo nudi nesmetanu i sigurnu vožnju u skuteru kojim je jednostavno upravljati i manevrirati. Inteligentni rasvjetni paket Lea uključuje indikatore koji se automatski isključuju i stražnje svjetlo kočnice radi sigurne vožnje. Uz vizualno upozorenje za prikaz razine baterije, korisnici se također upozoravaju zvučnim upozoravanjem (bip) kada se baterija treba puniti.

Kompaktan

Leo je kompaktni mini skuter koji se može lako rastaviti za prijevoz tijekom duljih putovanja ili vikendom. Zbog pogona bez problema i jednostavnog manevriranja, vožnja oko uglova u lokalnom trgovačkom centru, muzeju ili rekreacijskom kompleksu postaje osvježavajuće jednostavna. Pristup bateriji i elektronici za održavanje ili servisiranje je puno lakši s Leom jer samo jedan dio mora biti uklonjen.

Pouzdan

Korisnici mogu vjerovati Leu da će ih odvesti kamo god je potrebno. Od puta do trgovina ili vožnje do parka, Leo je čvrst i pouzdan zahvaljujući iznimno visokoj kvaliteti elektroničkog inženjerstva i snage. Ovi elementi su zaštićeni od korozije i vode, (zaštita od prskanja) koja štiti vitalne

radne elemente skutera od prljavštine i vode. Dvostupanjska poluga za otpuštanje štiti skuter od slobodnog kretanja ako se nenamjerno prebaci iz pogonskog načina rada. Sustav rasvjete dizajniran je tako da, ako jedno od svjetala pregori, sva druga svjetla i dalje funkcioniraju.

Features and Accessories



Pomicanje upravljača

Korisnici mogu jednostavno podesiti upravljač prema svojim potrebama.



Svjetlo kočnice

Stražnje svjetlo kočnice upozorava druge ljude da skuter usporava, čime se sprječava sudar.



Udobno sjedenje

Zakretna funkcija i klizne šine osiguravaju optimalno sjedenje.



Dvostupanjska poluga za otpuštanje

Ovaj jedinstveni koncept sprječava slučajnu slobodnu vožnju skutera.



Ugrađena zaštita od prskanja
Zaštita elektronike i mjenjača od prljavštine i vode.



Rastavljanje u pet dijelova
Zaštita elektronike i mjenjača od prljavštine i vode.



Držač štapa i štake
Drži vašu štaku ili štap u stabilnom položaju tijekom vožnje.



Prednja zaključiva kutija
Sigurna kutija za osobne predmete.



Pojas
Čuva korisnika u dobrom položaju na sjedalu.



Veliki retrovizor
Možete ga montirati lijevo ili desno.



Pokrov za teške terete
Čuva skuter na čistom i suhom.



Punjenje izvan skutera
Jednostavno izvadite baterije kako biste ih napunili s kompletnom punjača za punjenje izvan skutera



Modul ovjesa sjedala
Dodaje dodatnu udobnost tijekom vožnje.



Vjetrobran
Štiti korisnika od hladnog vjetra.


Tehnički podaci

						
Invacare Leo	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm	590 mm	1220 mm


						
Invacare Leo	59 kg (bez baterija) 83 kg (sa baterijama)	136 kg	2 x 36 Ah	2620 mm	60 mm	70 mm

				
Invacare Leo	10°	240 W	38 km	8 km/h

Boja kućišta

		
Srebrnkasta mjesječevog sjaja	Onyx plava	Rubin crvena

Presvlake



Crni vinil