

Tom 5 Streeter

patron®

MODULARNA DJEČJA INVALIDSKA KOLICA ZA
PRILAGODBU I POZICIONIRANJE



■ MODERAN DIZAJN

TOM 5 je dizajniran u suradnji s profesionalnim dizajnerima i specijalistima za sjedala i ističe se ne samo dizajnom, već i uporabnom vrijednošću – to su jedna od najlakših kolica u kategoriji.



VISOKA TEHNOLOGIJA ALUX

Novo dizajnirani visokotehnološki okvir je proizveden pomoću metode visoke tehnologije ALUX, koja iskorištava aluminijske legure i učvršćivače od titana. ALUX metoda osigurava lakoću i izdržljivost okvira. 100% ALUX potpuno aluminijsko sjedalo također je izrađeno metodom visoke tehnologije ALUX.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	MINI	STD	MAXI
Visina leđnog naslona (mm)	440-570	510-680	550-700
Dubina sjedišta (mm)	185-240	230-330	290-400
Širina sjedišta (mm)	190/step./280	250/step./350	290/step./390
Sjedište do oslonca za noge (mm)	90-260	120-360	120-390
Nagib leđnog naslona	0°-170°	0°-170°	0°-170°
Nagib sjedne jedinice	+38/- 28°	+38/- 28°	+38/- 28°
Ukupna duljina (mm)	770 (870*)	770 (880*)	770 (880*)
Ukupna širina (mm)	595	640	675
Ukupna visina /s ručkom za guranje(mm)	950/1100	950/1110	970/1180
Kočnica	nožna koč.	nožna koč.	nožna koč.
Težina	18kg	19kg	20kg
Maksimalna nosivost	40,0kg	40,0kg	50,0kg
Duljina sklopljenih kolica (mm)	860(870*)	880(890*)	890(900*)
Širina sklopljenih kolica (mm)	595	640	675
Visina sklopljenih kolica (mm)	370	390	430



■ USPJEŠAN CRASH TEST

Proizvod je uspješno prošao crash testove te ispunio sve zahtjeve norme EN ISO 7176/19. To omogućava uporabu ne samo za uobičajene aktivnosti, nego i transport u specijalno prilagođenim motornim vozilima, opremljenim sustavom za prihvat kolica.

