



Dječji klasični ulošci B600HE

Dječji rasteretni uložak koji pruža primjerenu stabilizaciju i potporu za potporni razvoj stopala.

Indikacije za koje se može primijeniti navedeni uložak:

- Spušteno stopalo (Planovalgus)
- Podignut svod stopala (Pes excavatus)
- Bolnost prednjeg dijela stopala (Metatarzalgija)

Gornji sloj uložaka izrađen od izdržljivog Veolone micro materijala debljine 1.4mm, petni dio uložka ojačan s Duraformom, dok je tijelo uložka izrađeno od Microcella debljine 10 mm za trajnost i otpornost.



Dječji korektivni ulošci 9055H

Dječji korektivni uložak koji pruža primjerenu stabilizaciju i potporu za pravilan razvoj stopala.

Indikacije za koje se može primijeniti navedeni uložak:

- Spušteno stopalo (Planovalgus)
- Podignut svod stopala (Pes excavatus)
- Bolnost prednjeg dijela stopala (Metatarzalgija)

Gornji sloj uložaka izrađen od izdržljivog Veolone micro materijala debljine 1.4 mm, petni dio uložka ojačan s Duraformom, dok je tijelo uložka izrađeno od Microcella debljine 10 mm za trajnost i otpornost.



Moderni način života: smanjeno kretanje, hodanje po tvrdim podlogama, neodgovarajuća obuća , dugotrajno stajanje i sl., utječu na statiku stopala, koja zbog navedenih čimbenika i urođenih deformiteta stopala može uzrokovati bolna stanja i utjecati na koljena, kralježnicu i kukove. Individualno izrađeni ulošci se svojim oblikom i vrstom materijala prilagođavaju potrebama korisnika. Koriste se samostalno ili uz druge mjere liječenja - fizikalnu terapiju ili operativno liječenje.

Ortopedski ulošci izrađuju se individualno prema otisku u pjenu.

Orto Rea d.o.o. | Braće Radić 52/b | Jalkovec - Varaždin
042/659-975 | maloprodajavz@ortorea.hr

Orto Rea d.o.o. | Ul. Franje Krežme 22 | Osijek
031/586-596 | maloprodajaos@ortorea.hr

Orto Rea d.o.o. | Trg Slobode 1 | Varaždinske Toplice
042/205-503 | maloprodajavzt@ortorea.hr

Orto Rea d.o.o. | Petrova 47 | Zagreb
01/638-2262 | maloprodajazg@ortorea.hr

Orto Rea d.o.o. | Ivana Žorža 39/3 | Rijeka
051/635-409 | maloprodajari@ortorea.hr



INDIVIDUALNA
IZRADA



Ortopedski ulošci po mjeri



 www.ortorea.hr

 +385 42 350 744

 info@ortorea.hr



Klasični ulošci A550MHE

Ulošci namijenjeni odraslim osobama kojima je potrebno rasterećenje i potpora. Zbog svog dizajna i materijala izrade primjenjivi su na širokom rasponu korisnika, uz odgovarajuću potporu i stabilnost.

Indikacije za koje se može primijeniti navedeni uložak:

- Spušteno stopalo (Planovalgus)
- Podignut svod stopala (Pes excavatus)
- Bolnost prednjeg dijela stopala (Metatarzalgija)
- Petni trn (Calcar calcanei)
- Deformiteti stopala

Gornji sloj uložaka izrađen od izdržljivog Veolone micro materijala debljine 4 mm osigurava udobnost, petni dio uložka ojačan sa Sintex deb. 1.4 mm za bolju stabilnost, dok je tijelo uložka izrađeno od Veolene debljine 10 mm za trajnost i otpornost.

Ulošci za dijabetičare D771TMTE

Ulošci namijenjeni osobama kojima je potrebno rasterećenje i potpora, a boluju od dijabetesa koji za posljedicu ima izraženu osjetljivost tkiva stopala.

Indikacije za koje se može primijeniti navedeni uložak:

- Dijabetičko stopalo
- Ranjivo tkivo stopala

Vrlo mekan uložak koji pruža potrebno rasterećenje bez negativnog utjecaja na tkivo stopala.

Gornji sloj uložka izrađen od visko-elastične pjene debljine 4.5 mm, potporu daje dodatni sloj Veolene debljine 1.5 mm za stabilnost, dok je tijelo uložka izrađeno od Microcel materijala debljine 10 mm za trajnost i otpornost.



Sportski ulošci PLSPORT06

Namijenjeni osobama koje se bave sportskim aktivnostima, a potrebno im je rasterećenje, potpora i stabilnost tijekom aktivnosti. Materijal od kojeg su ulošci izrađeni osigurava dugotrajnost i otpornost tijekom opterećenja kojima je uložak izložen za vrijeme bavljenja sportskim aktivnostima. Odlično amortizira udarce, te pruža odgovarajuću stabilnost.

Indikacije za koje se može primijeniti navedeni uložak:

- Spušteno stopalo (Planovalgus)
- Podignut svod stopala (Pes excavatus)
- Bolnost prednjeg dijela stopala (Metatarzalgija)

Gornji sloj je izrađen u kombinaciji mikroperforiranog Veolene materijala debljine 3 mm za udobnost i umetaka koji apsorbiraju udarce od EVA pjene debljine 2 mm, a tijelo uložka je izrađeno od termo oblikovanog materijala koji pruža potrebnu stabilnost i potporu.

