

PIKO

Lagana dječja aktivna kolica rigidne konstrukcije

- Teleskopski rukohvati za guranje u komadu (mogu se podešavati i ukloniti)
- Jednostavno sklapanje – preklapanjem naslona za leđa i skidanjem zadnjih kotača
- Mogućnost podešavanja kolica prema specifičnim potrebama korisnika
- Podesiva visina sjedišta od poda, težište i kut oslonca za stopala



Okvir	rigidni, aluminijski
Težina kolica	od 10.8 kg
Opteretivost	do 100 kg
Širina sjedišta u cm	26,28,30,32,34,36,38
Dubina sjedišta u cm	22,24,26,28,30,32
Visina sjedišta od poda	42,43,44,45
Pogonski kotači	20" ili 22"

NIKOL

Lagana dječja aktivna kolica sklopivog okvira

- Mogućnost podešavanja kolica prema specifičnim potrebama korisnika
- Mogućnost ugradnje različite dodatne opreme za pozicioniranje; naslon za glavu, specijalni naslon, lateralne potpore, abdukcioni klin koji ima mehanizam sklapanja
- **NIKOL 2** model sa osloncima za noge sa mogućnošću skidanja. Za djecu od cca 110 cm visine

Okvir	sklopivi, aluminijski
Težina kolica	od 11.2 kg
Opteretivost	do 100 kg
Širina sjedišta u cm	30,32,34,36,38,40,42
Dubina sjedišta u cm	28,30,32,34,36
Visina sjedišta od poda	46,48,50
Pogonski kotači	22" ili 24"



Dodaci za sigurnost i pozicioniranje

- Za ugodnost i sigurnost pri sjedenju
- Prevencija od klizanja
- Jednostavno i brzo podešavanje prema korisniku



Terapijski stolić



Zaštite žbica kotača – sigurnost i atraktivan izgled




AKTIVNA INVALIDSKA KOLICA ZA ODRASLE



AKTIV X1

Lagana alumijska kolica sklopivog okvira

- Atraktivan i kompaktan dizajn
- Naslon za leđa prilagodljiv sa čičak trakama
- 12 pozicija podešavanja težišta
- Puno mogućnosti dodatne opreme za pozicioniranje i sigurnost
- Težina kolica od 11.5 kg



IRIS X1

Ultralagana alumijska kolica rigidnog okvira

- Vrhunski model iz palete Kury
- Čvrsta konstrukcija atraktivnog dizajna
- Podešavanje naslona za leđa
- Naslon za leđa na čičak trake individualno prilagodljiv
- Oslonac za stopala podesiv po visini i kutu
- Težina kolica od 9.5 kg, ili alu 7020 od 6.5 kg



E-MOBILITY

Električni dodatak za kolica

Univerzalni dodatak za kolica lagane konstrukcije za duže relacije

- Male dimenzije skladištenja
- Lako se montira i skida
- Dobre vozne i baterijske karakteristike

Snaga motora	500 W
Baterija	48V/8,8 Ah
Vrijeme punjenja	6h
Domet	25 km
Težina	12 kg
Maksimalna brzina	40km/h (pod određenim uvjetima)
Dimenzije	90/50/30 cm

* slike pomagala ne prikazuju standardnu opremu