

# Tom BEN4 Plus

Prilagodljiva i sklopiva dječija kolica



Rješenje za korisnike  
kojima je potrebna dodatna  
potpora kod pozicioniranja.



sjedište  
podesivo  
po kutu

oslonci za noge  
podesivi po kutu  
i visini




sklopljena kolica



potpuno prilagodljiva

veličine



## MODELI



Robusna i dokazno izdržljiva podkonstrukcija s ergonomski oblikovanim rukohvatima za guranje i 200/300mm kotačima, skupa s 4 veličine sjedišta ( Mini , standard, Maksi , Super Maksi 42 cm ) su baza za cijelu liniju dječjih invalidskih kolica. Tom Ben4 Plus su sklopiva i potpuno opremljena kolica, proizvedena od laganih ali izdržljivih metalnih cijevi, s završnim slojem otpornim na ogrebotine.

Podvozje je ojačano i optimizirano za svakodnevnu intenzivnu uporabu. Sjedište s opcijom podešavanja 3 pozicije nagiba i osloncima za noge podesivim po kutu i visini , je prekriveno podesivom postavljenom presvlakom s modernim dizajnom . Kolica u dodatnoj opremi mogu biti opremljena širokim rasponom dodataka za pozicioniranje i fiksiranje kao i ostalom opremom.

Jednostavno korištenje kolica osigurava potpuno sklopivi i kompaktni okvir kao i veliki kotači koji olakšavaju upravljanje. Za ispravno korištenje kolica konzultirate se s svojim prodajnim predstavnikom.

Proizvod odgovara najnovijim EC standardima kako i tehničkim , higijenskim i sigurnosnim standardima.

### Standardna oprema:

- sjedište s meko postavljenom presvlakom
- potpuno podesivi leđni naslon
- sjedište podesivo po kutu (3 pozicije)
- mogućnost prilagodbe visine kod montaže pojasa za fiksiranje i dodatne opreme
- oslonci za noge podesivi po kutu i visini
- 200/300 mm kotači
- odvojim prednji metalni štitnik s presvlakom
- boje podvozja i uzoraka presvlake sjedišta u skladu s trenutnom ponudom

### Dodatna oprema:

- krovčić, kabanica
- naslon za glavu, abdukциони klin, 4-uporišni pojas i ostala oprema u skladu s aktualnom ponudom
- terapijski stol
- košara

### Šifre za narudžbu:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| BEN 4 Plus MINI:         | B4PWKPMYY |
| BEN 4 Plus STD:          | B4PWKPYYY |
| BEN 4 Plus MAXI:         | B4PWKPXYX |
| BEN 4 Plus SuperMaxi 42: | B4PWKPS2Y |

|                                                    | MINI            | STD             | MAXI            | SuperMaxi42     |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Visina leđnog naslona [mm]                         | 530             | 630             | 710             | 710             |
| Dubina sjedišta [mm]                               | 250             | 280             | 360             | 360             |
| Širina sjedišta [mm]                               | 300             | 340             | 370             | 400             |
| Sjedište do oslonaca za noge [mm]                  | 190-330         | 190-330         | 220-380         | 220-380         |
| Nagib leđnog naslona                               | 0° - 165°       | 0° - 165°       | 0° - 165°       | 0° - 165°       |
| Nagib sjedne jedinice                              | 17° / 20° / 23° | 17° / 20° / 23° | 17° / 20° / 23° | 17° / 20° / 23° |
| Ukupna duljina [mm]                                | 1020            | 1020            | 1040            | 1040            |
| Ukupna širina [mm]                                 | 580             | 580             | 620             | 680             |
| Ukupna visina/uključujući rukohvat za guranje [mm] | 1045            | 1045            | 1080            | 1080            |
| Kočnica                                            | foot oper.      | foot oper.      | foot oper.      | foot oper.      |
| Težina                                             | 15,0 kg         | 17,0 kg         | 18,0 kg         | 20,0 kg         |
| Maksimalna nosivost                                | 35,0 kg         | 35,0 kg         | 50,0 kg         | 75,0 kg         |
| Duljina sklopljenih kolica [mm]                    | 940             | 940             | 940             | 940             |
| Širina sklopljenih kolica [mm]                     | 580             | 580             | 620             | 680             |
| Visina sklopljenih kolica [mm]                     | 430             | 430             | 430             | 430             |

Zastupnik za Hrvatsku



Ortopedika pomagala i proizvodnja medicinske opreme

Orto Rea d.o.o. | Braće Radića 52/b Jalkovec, Varaždin

tel. +385 42 350 744

e-mail: info@ortorea.hr | <http://www.ortorea.hr>

