

Küschall®

COMPACT



KÜSCHALL COMPACT

Compact kolica apsolutni su standard za pouzdanost, visoku kvalitetu i izvanrednu funkcionalnost. Küschall Compact se lako prilagođava vašim potrebama i načinu života, bilo da vam je potrebno neograničeno konfiguriranje kolica ili aktivan proizvod, Compact je pravi izbor za vas! Tradicionalan stil, križ sistem omogućava brzo sklapanje kolica bez problema. Lagan okvir je robustan i omogućuje vam optimizirane vozne performanse.

HIDROFORMIRANJE

Hidroformiranje je jednostavno dodalo više DNK u rang Compacta. Iako svestranost i udobnost ostaju nepromijenjeni, profil hidroformiranih cijevi nudi veću krutost tamo gdje je to potrebno i pridodaje privlačnost cjelokupnom izgledu.

PREDNJI OKVIR

- Kompletan redizajn prednjeg okvira i oslonaca za noge. Hidroformiranjem je omogućeno da se smanji težina mase do 500 gr.

OSLONCI ZA NOGE

- Odaberite invalidska kolica s podesivim osloncima za noge koji su idealni za prijevoz ili transfer, ili fiksnim prednjim okvirom pod kutem od 80 ° ili 70 ° za veću čvrstoću.

OSLONCI ZA STOPALA

- Zahvaljujući novoj jednodijelnoj protukliznoj papučici, novi raspon oslonaca za stopala odgovara svim širinama sjedala i usklađuje se s modernim dizajnom



Küschall®

COMPACT

SISTEM SKLAPANJA

- Jednostavan sistem sklapanja kolica jednim prstom i uzdužni mehanizam za zaključavanje omogućavaju kako bi se cijevi sjedala sigurno smjestile kod sklapanja i rasklapanja.

KRIŽ KONSTRUKCIJA

- Dizajniran posebno za korisnike sa smanjenom snagom i za podupiranje veće težine bez dodavanja materijala u okvir cijevi.

KEEP ON TRACK

- Intuitivno i jedinstveno podešavanje kućišta kotača, izvrsno u održavanju smjera.

VILICE

- Novi čisti dizajn i integrirani ležajevi. Skupljanje prijavštine znatno će se smanjiti i održavanje će biti lakše.

GLAVNE ZNAČAJKE

POUZDANOST

Impresivna čvrstoća - manji gubitak energije tokom vožnje postignut raznim ugrađenim tehničkim rješenjima, u kombinaciji s jednodijelnim osloncem za noge. Zahvaljujući posebno dizajniranoj križnoj konstrukciji ova se kolica lakše sklapaju od bilo kojih kolica sa poprečnom šipkom.



FUNKCIONALNOST

Jedinstvene karakteristike i prednosti uključuju oslonce za noge koji dolaze pod kutom od 70 ° ili 80 ° te precizno podesivi mehanizam za zaključavanje uz minimalno uloženi trud. Sklopivi naslon za leđa pretvara ova kolica u zaista mali i kompaktan paket pogodan za transport.



KOMFORNOST

Razne opcije omogućuju vam prilagođavanje kolica prema vašim individualnim zahtjevima za udobnost, kao što je suženi okvir za bolje pozicioniranje nogu. Lakše je držati stopala na osloncima a bolja pokretljivost sprijeda znači da invalidskim kolicima treba manje prostora.



LAKŠI OKVIR TEHNIKOM HIDROFORMIRANJA

Okvir je unaprijeđen u svim detaljima tehnologijom hidroformiranja i došlo je do redizajna, što je rezultiralo znatnim smanjenjem težine do 500gr.

PRILAGODBA

1 ODABERITE BOJU OKVIRA



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 ODABERITE STIL



3 ODABERITE BOJU



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue


















Dark Grey



Black

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ŠIRINA SJEDIŠTA 280 – 500 mm u koracima od 20 mm	DUBINA SJEDIŠTA 320 – 500 mm u koracima od 20 mm	DULJINA POTKOLJENICE 200 - 510 mm u koracima od 10 mm	VISINA LEDNOG NASLONA 300 – 510 mm u koracima od 15 mm	NAGIB LEDNOG NASLONA 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°
				
VISINA SJEDIŠTA prednja: 370 – 530 mm stražnja: 360 – 500 mm u koracima od 10 mm	KUT OSLONCA ZA NOGE 70° / 80° ravni ili uvučeni	UKUPNA ŠIRINA SW + 160 mm	UKUPNA ŠIRINA SKOLPLJENIH KOLICA otprilike. 290 mm	UKUPNA DUŽINA 70°: otprilike 870 – 1220 mm 80°: otprilike 850 – 1200 mm
				
NAGIB KOTAČA 0° / 3°	UKUPNA TEŽINA otprilike 10.5 kg (swing away) otprilike 9.6 kg (fixed frame)	TRANSPORTNA TEŽINA otprilike 7.8 kg (swing away) otprilike 6.7 kg (fixed frame)	MAX. TEŽINA KORISNIKA 130 kg	CRASH TEST Odobren - Ispunjava zahtjeve norme ISO 7176-19
				

Sve dimenzije i inkidatori težine su bazirane na širini sjedišta od 400 mm i dubini sjedišta od 400 mm u najlakšoj i najkompaktnijoj konfiguraciji. Težina i mjere se mijenjaju ovisno o konfiguraciji. Za sve dodatne informacije posjetite našu web stranicu.

K

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Zastupnik za Hrvatsku



Ortopedska pomagala i protzvodnja medicinske opreme d.o.o.

Orto Rea d.o.o. | Braće Radića 52/b, Jalkovec, Varaždin

tel: +385 42 350 744

email: info@ortorea.hr | <http://www.ortorea.hr>