



Ručni pulsni oksimetar **PALMSAT® 2500**

Jednostavan ručni pulsni oksimetar serije PalmSAT 2500 dizajniran je kako bi u bilo kojem trenutku izmjerio točne vrijednosti zasićenosti kisikom u krvi (SpO2). Uz mjerenje saturacije kisika u krvi, ovaj model pulsni oksimetra mjeri i otkucaje srca u minuti. Njegove dimenzije, jednostavnost upotrebe i opcija uključivanja i isključivanja alarma kod modela PalmSAT 2500A čini ovaj pulsni oksimetar prikladnim za prenošenje te omogućuje praćenje saturacije kisika u pokretu. Pulsni oksimetar radi na 4 AA punjive baterije te omogućuje do 80 sati kontinuiranog rada na bateriji.

Dokazani učinak u svakodnevnom korištenju

PalmSAT® – nova generacija u ručnoj pulsnoj oksimetriji – mali, ali svestran digitalni pulsni oksimetar dizajniran za precizno mjerenje zasićenosti kisika u krvi i brzine pulsa. Atraktivan dizajn, jednostavnost rada, dugi vijek baterije i izbor verzija alarma ili bez alarma čine ovaj uređaj idealnim za praćenje vrijednosti saturacije kisikom i srčanog ritma u pokretu, bez obzira na lokaciju.

Noninov opcionalni softverski paket temeljen na sustavu Windows®, nVISION®, dopušta besprijekoran prijenos svih pohranjenih podataka iz 72 sata memorije na osobno računalo radi daljnje analize, sveobuhvatnog generiranja izvješća i pohrane.



KARAKTERISTIKE

- Izbor modela sa alarmom ili bez alarma
- Jednostavno rukovanje sa dva gumba
- Vijek baterije- model 2500: 80 sati, model 2500A: 60 sati
- Memorija- 72 sata memorije rada
- Fleksibilan: 4 AA punjive baterije ili AC punjač sa stanicom za punjenje
- Veličina: 212,6 grama za lako i jednostavno rukovanje



info@ortorea.hr



+385 42 350 744



Braće Radić 52/B, Jalkovec, Varaždin

ortorea.hr | shop.ortorea.hr

Nonin je kombinirao naprednu tehnologiju i algoritme temeljene na godinama neprocjenjivog kliničkog iskustva kako bi pružio širok raspon funkcija. Funkcionalnost PalmSAT 2500 serije također ga čini korisnim za niz medicinskih lokacija i aplikacija:

- **Bolnice**
- **Hitna pomoć**
- **Sanitetski i hitni prijevoz**
- **Fizikalna rehabilitacija**
- **Jednodnevna kirurgija**
- **Domovi za starije i nemoćne**
- **Studije spavanja**
- **Detalna i oralna kirurgija**

DODACI

- Pomoću mnogih opcija možete personalizirati svoj set i prilagoditi ga svojim potrebama
- PureLight Sensors
- PalmSAT stanica za punjenje i pakiranje punjivih baterija
- nVISION software
- Kabel za osobno računalo
- Prijenosna torbica za uređaj

KOMPATIBILNI SENZORI

- Višekratni kvačica senzor 8000AA, 8000AP
- Silikonski senzor 8000SM, 8000SS, 8000SL
- Flex senzori 8000J, 8008J, 8001J
- Ušni senzor 8000Q2
- Senzor za čelo 8000R, 8000H
- Flexi-Form® III Sensors 7000A, 7000P, 7000I, 7000N
- Jednokratni senzori 6000CA, 6000CP, 6000CI, 6000CN



Dimenzije: Š-7.0 cm(2,8") x V-13.8 cm (5.4") x D-3.2 cm (1.3.")

Težina: 2500 - 210 grama sa baterijama, 2500A - 213 grama sa baterijom

Garancija: 1 godina

Raspon prikaza saturacije kisika u krvi: 0 - 100% SpO2

Raspon prikaza srčane frekvencije: 18 - 321 otkucaja u minuti (BPM)

Raspon točnosti deklarirane zasićenosti kisikom: 70% - 100%

Raspon preciznosti deklarirane niskoperfuzijske zasićenosti kisikom: 40 - 240 BPM

Raspon preciznosti deklarirane zasićenosti kisikom u pokretu: 40 - 240 BPM

Raspon preciznosti deklarirane zasićenosti kisikom u mirovanju: 18 - 300 BPM

Rad na temperaturi: -20 do + 50 stupnjeva (-4 do +122 F)

Skladištenje/transport: -40 do + 70 stupnjeva (-40 do 158 F)

Trajanje baterije: model 2500: 80 sati rada na četiri AA baterije

model 2500A: 60 sati na četiri AA baterije

