



ELEKTROMOTORNI SKUTERI

CENTURO



SERIJSKA OPREMA

- ergonomski upravljač
- podesiva visina upravljača
- odvojiva košara za kupovinu
- rotirajuće i po visini podesivo sjedalo
- sklopivi naslon za leđa
- nasloni za ruke podesivi po kutu
- priključak za USB
- Mogućnost uspona: 12° | 21 %
- Boja okvira: * bijela | * antracit

MODEL S2 4

MODEL S4 6

MODEL S7 8

MODEL MINI 10

ELEKTROMOTORNI SKUTERI

CENTURO

MOBILNOST & NEOVISNOST

Funkcionalnost u kombinaciji s modernim dizajnom

Seriya CENTURO tvrtke Bischoff & Bischoff svojim mnogobrojnim funkcijama pruža užitek u vožnji i sigurnost. Dizajn, koji se ističe jednostavnom kombinacijom boja - izvorno u antracit ili bijeloj boji - prenosi osjećaj modernosti i jednostavnosti.

Brojne mogućnosti prilagodbe

Funkcionalni elementi poput košare za kupovinu koja je postavljena na upravljač ili zaštita od prskanja skladno se uklapaju u kompletan dojam. Udobno sjedalo obloženo crnom umjetnom kožom djeluje primamljivo i istovremeno luksuzno.

Za duge dionice elektromotornim skuterom od ključne je važnosti udoban položaj sjedenja. Seriya CENTURO nudi brojne mogućnosti prilagodbe i tako pruža najveću moguću udobnost tijekom vožnje.

S 2



FLEKSIBILAN & MODERAN

CENTURO S2 je elektromotorni skuter kojeg odlikuje snaga, a idealan je za vanjsku i unutarnju upotrebu. Veće prepreke poput rubnjaka ili neravnina na terenu za njega ne predstavljaju nikakav problem. Izaberite između dvije različite snage motora i potpuno ga prilagodite svojim potrebama



109,5 kg



635mm



1335mm



1190 mm



160 kg



1950 mm

TEHNIČKI PODACI

Širina sjedala	457 mm
Dubina sjedala	457 mm
Brzina	6 km/h 10 km/h
Domet	do 35 km
Mogućnost uspona	12° 21 %
Visina prepreke	50 mm
Gume	10" (pneumatske gume)
Boja okvira	• bijela • antracit

*u najvišem položaju sjedenja



shop.ortorea.hr

S4



FLEKSIBILAN & MODERAN

CENTURO S4 nadograđena je verzija standardnog modela CENTURO S2. Ističe se svojim sportskim performansama i udobnošću. Ovaj elektromotorni skuter pruža maksimalnu sigurnost zahvaljujući zaštiti od udaraca koja je postavljena oko cijelog vozila.



122 kg



650mm



1345mm



1350 mm



160kg



2300 mm

TEHNIČKI PODACI

Širina sjedala	457 mm
Dubina sjedala	457 mm
Brzina	6 km/h 10 km/h
Domet	do 35 km
Mogućnost uspona	12° 21 %
Visina prepreke	50 mm
Gume	12" (pneumatske gume)
Boja okvira	• bijela • antracit

*u najvišem položaju sjedenja



shop.ortorea.hr

S 7



FLEKSIBILAN & MODERAN

S dometom do 45 km i maksimalnom brzinom od 15 km/h, **CENTURO S7** je najsnažniji elektromotorni skuter u ovoj seriji. Opremljen je brojnim sigurnosnim funkcijama kao što je smanjenje brzine u zavojima, a zaštita od udaraca krasi i ovaj model.

TEHNIČKI PODACI

Širina sjedala	457 mm
Dubina sjedala	457 mm
Brzina	15 km/h
Domet	do 45 km
Mogućnost uspona	12° 21 %
Visina prepreke	100 mm
Gume	13" (pneumatske gume)
Boja okvira	• bijela • antracit

*u najvišem položaju sjedenja



147 kg



650 mm



1375 mm



1440 mm



160 kg



2300 mm

shop.ortorea.hr

MINI



FLEKSIBILAN & MODERAN

Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i opsegu okretanja od 1500 mm **CENTURO MINI** idealan je za transport, a putovanja će uz njega biti još jednostavnija. Rastavite ga bez alata u samo nekoliko koraka i krenite na put.



54 kg



565 mm



900 mm



1050 mm



136 kg



1500 mm

TEHNIČKI PODACI

Širina sjedala	445 mm
Dubina sjedala	406 mm
Brzina	6 km/h
Domet	do 15 km
Mogućnost uspona	12° 21 %
Visina prepreke	50 mm
Gume	8" (pneumatske gume)
Boja okvira	• bijela • antracit

*u najvišem položaju sjedenja



shop.ortorea.hr



ortorea.hr



VARAŽDIN | VELEPRODAJA

m: +385 95 350 7451

t: +385 42 350 744

e: info@ortorea.hr

Braće Radića 52/b | Jalkovec
42000 Varaždin

VARAŽDIN | MALOPRODAJA

m: +385 95 350 7451

t: +385 42 659 975

e: maloprodajavz@ortorea.hr

Braće Radića 52/b | Jalkovec
42000 Varaždin

ZAGREB | MALOPRODAJA

m: +385 95 350 7453

t: +385 1 638 2262

e: maloprodajazg@ortorea.hr

Samoborska cesta 145
10000 Zagreb

VARAŽDINSKE TOPLICE | MALOPRODAJA

m: +385 95 350 7452

t: +385 42 205 503

e: maloprodajavzt@ortorea.hr

Trg Slobode 1
42223 Varaždinske Toplice

RIJEKA | MALOPRODAJA

m: +385 91 556 6336

t: +385 51 635 409

e: maloprodajari@ortorea.hr

Ivana Žorža 39/3
51000 Rijeka

LIPIK | URED, SERVIS, SKLADIŠTE

m: +385 91 244 4508

e: antonija@ortorea.hr

Ante Starčevića 1
34551 Lipik