



HOFFRICHTER- maske za ventilaciju i respiratornu terapiju

HOFFRICHTER maske izrađene su od mekanog silikona, što ih čini posebno ugodnima za nošenje. Lagan i koži ugodan materijal maski povećava udobnost. Modularni dizajn maski čini ih jednostavnim za rastavljanje i čišćenje kao i zamjenu silikonskih komponenti.

HOFFRICHTER Maske

Udoban oblik

Maksimalna prilagodljivost i sloboda kretanja

Sve HOFFRICHTER maske izrađene su od mekanog silikona, što ih čini posebno ugodnima za nošenje. Lagan i koži prijatan materijal povećava udobnost.

Standardni priključak za cijev (promjera 22 mm) na svim maskama može se okrenuti za 360° u oba smjera.



Dokazana Hoffrichter kvaliteta

HOFFRICHTER standardna nosna maska

HOFFRICHTER standardna oronazalna maska

- Dostupno kao nosna maska ili oronazalna maska
- Oronazalna maska dostupna sa ili bez ventila za izdisanje
- Maska pillow za odlično prijanjanje i postavljanje
- Maska pillow jednostavna je za skidanje i postavljanje
- Nosna maska s potporom za čelo
- Oronazalna maska bez potpore za čelo
- Tihi ventil za izdisaj
- Cijevni priključak se može okretati za 360°



HOFFRICHTER Cirri Comfort nosna maska

HOFFRICHTER Cirri Comfort oronazalna maska

- Dostupno kao nosna maska ili oronazalna maska
- Oronazalna maska dostupna sa ili bez ventila za izdisanje
- Potpora za čelo na nosnoj i oronazalnoj maski može se podesiti ručno
- Maska pillow za odlično prijanjanje i postavljanje
- Maska pillow jednostavna je za skidanje i postavljanje
- Tihi ventil za izdisaj
- Cijevni priključak se može okretati za 360°



HOFFRICHTER Cirri Mini Comfort nosna maska



- Posebno mala nosna maska za djecu
- Potpora za čelo može se podesiti ručno
- Maska pillow jednostavna je za skidanje i postavljanje



HOFFRICHTER nosna Pillow maska 4 u 1

- Uključujući nosni jastučić u 4 različite veličine (XS/S/M/L)
- Tihi ventil za izdisaj
- Cijevni priključak se može okretati za 360°
- Fleksibilna spojna cijev

