

hts.

# Jednostavan za održavanje

GMFCS  
Level III-V

kg  
max. 113



20-43 cm

20-44 cm

(-)6°-18°

(-)5°-25°




**HTS** je inovativni toaletni stolac koji vam pruža mogućnost da ga koristite kao stolac za tuširanje ili toaletu. S obzirom na raznolikost dostupnih podvozja, prilagođava se vašim potrebama u kupaonici. Zahvaljujući mogućnosti podešavanja nagiba sjedišta ili samo leđnog naslona, omogućuje vrlo precizno pozicioniranje tijekom kupaonskih aktivnosti. Ovaj iznimno fleksibilan toaletni stolac pruža brojne dodatke i opcije konfiguracije, te je namijenjen za upotrebu u svakoj kupaonici uz najviši stupanj sigurnosti za korisnika.



Plavi gumbi  
Pokazuju područja  
na kojima možete  
podesiti visinu, dubinu  
ili kut i to sve bez alata!

Podesiv kut sjedišta  
pri svakoj visini stolca





Nosač  
Sjednu jedinicu  
možete pričvrstiti  
na bilo koju klasičnu  
wc školjku



Različiti tipovi podvozja  
za svaku kupaonicu



Mobilno podvozje



Fiksno podvozje



Podvozje za kadu



Podvozje za transfer i njegu

hts.

**Kut naslona**  
podesiv od -6° do 18°

**Lateralne pelote**  
za više stabilnosti

**Sjedište**  
sa dvije opcije, otvoreno i zatvoreno

**Okvir**  
podesiv po visini i kutu

**Kotačići**  
za veću mobilnost i lakše transfere

**Naslon za glavu**  
Podesiv po dubini, visini i kutu

**Lako uklonjivi jastuci**  
za lakše održavanje

**Multifunkcionalna sjedna jedinica**  
podesiva po dubini

**Rukonasloni**  
pružaju potrebnu sigurnost

**Oslonci za bedra**  
pružaju potrebnu sigurnost

**Abdukcijski klin**

**Oslonac za stopala**  
podesiv po visini sa mogućnošću  
sklapanja za lakši transfer

**Uklonjivi stolić**  
Pružna potporu za ruke  
prilikom obavljanja toaleta



Dodatna oprema za stolac



Prijenosni HTS stolac  
Jednostavno sklapanje u putnu torbu



Boja okvira  Bijela



		Karakteristike	Veličina 1	Veličina 2	Veličina 3
Širina	Mobilno podvozje		53cm	53cm	57cm
	Fiksno podvozje		51cm	51cm	53cm
	Podvozje za transfer i njegu		67cm	67cm	71cm
Visina sjedišta	Mobilno podvozje		39 - 55 cm	39 - 55 cm	44 - 58cm
	Fiksno podvozje		33 - 43cm	36 - 44cm	38 - 48cm
	Podvozje za transfer i njegu		51 - 78cm	51 - 78cm	51 - 78cm
Širina sjedišta			20* / 25* / 30 cm	25* / 30* / 36 cm	33* / 38* / 43 cm
Dubina sjedišta			20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Visina rukonaslona			13,5cm	17cm	20cm
Širina leđnog naslona			29cm	34cm	41cm
Duljina potkoljenice, opcija za montažu za wc školjku			22 - 34cm	27 - 39cm	34 - 44cm
Visina leđnog naslona			42cm	50cm	62cm
Maksimalna visina wc školjke na koju proizvod može biti postavljen	Mobilno podvozje		52cm	52cm	52,5cm
	Fiksno podvozje		38cm	38cm	42cm
Duljina	Mobilno podvozje		74cm	74cm	81cm
	Fiksno podvozje		71cm	71cm	74cm
	Podvozje za transfer i njegu		84cm	84cm	87cm
Stražnji kut			(-) 6°, 6°, 18°	(-) 6°, 6°, 18°	(-) 6°, 6°, 18°
Kut sjedišta			(-) 5° - 25°	(-) 5° - 25°	(-) 5° - 25°
			(-) 15° - 15°	(-) 15° - 15°	(-) 15° - 15°
Maksimalna nosivost			34kg	68kg	113kg

\* podesivo pomoću bočnih oslonaca