

madita.

Pružanje podrške u svakodnevnom ritmu!

GMFCS
Level III-IV

kg
max. 50



(-)5°-25°

(-)5°-37°

15-42 cm

46-58 cm

16-38 cm



Terapijski stolac koji raste s korisnikom!

Zabavni terapijski stolac Madita nudi mnogo opcija, a uz čak 4 verzije stolca, Madita, Madita fun, Madita Maxi i Madita HD, nađite onu idealnu za svoje dijete.

Uključite svoje dijete u društvo i interakciju sa ostalim članovima obitelji ili mu omogućite više zabave u školi. Uz hidraulični mehanizam podesite visinu stolca i nagib dok uz dodatnu opremu brzo i lako pozicionirate svoje dijete.

Uz veliki izbor boja podvozja i tkanine učinite školske dane zanimljivijima. Stabilno i izdržljivo podvozje čini ovu stolicu izuzetno sigurnom, a dodatna oprema poput anatomskog jastuka i terapijskog stola izmamit će osmijeh na licu vašeg djeteta i postati najzabavnije ortopedsko pomagalo.





madita.



U samo jednom koraku
uklonite naslon za leđa,
a uz odličnu potporu zdjelice
vaše dijete biti će slobodnije
i stabilnije



Boje okvira ● Anthracit metallic

● Telegrey 4



Naslon za glavu sa bočnim stranama podesivim po kutu izuzetno je praktično rješenje i rezultira mnogim benefitima sa terapeutske strane

Tehnički podaci	Veličina 0	Veličina 1	Veličina 1b	Veličina 2
Dubina sjedišta*	15 - 25cm	21 - 30cm	26 - 36cm	30 - 42cm
Širina sjedišta	16 - 26cm	20 - 30cm	20 - 30cm	28 - 38cm
Visina leđnog naslona sa kratkim naslonom	35 - 43cm	35 - 43cm	42 - 52cm	42 - 52cm
Visina leđnog naslona sa dugačkim naslonom	42 - 52cm	42 - 52cm	53 - 63cm	53 - 63cm
Visina sjedišta	46 - 58cm	46 - 58cm	46 - 58cm	46 - 58cm
Visina sjedišta s niskim podvozjem	35 - 40cm	35 - 40cm	-	-
Duljina potkoljenice	17 - 25cm	20 - 32cm	28 - 40cm	29 - 49cm
Ukupna širina	45cm	45cm	53cm	53cm
Duljina baze okvira	66cm	66cm	77cm	77cm
Nagib sjedišta	(-) 5° - 37°	(-) 5° - 37°	(-) 5° - 37°	(-) 5° - 37°
Nagib leđa	(-) 5° - 25°	(-) 5° - 25°	(-) 5° - 25°	(-) 5° - 25°
max.opterećenje	30kg	30kg	45kg	50kg
Težina	16kg	17kg	18kg	19kg

ORTO REA ZAGREB

Franje Lučića 32, 10000 Zagreb
tel. +385 1 638 2262
email: maloprodajazg@ortorea.hr

ORTO REA VARAŽDIN

Ruđera Boškovića 1, 42000 Varaždin
tel. +385 42 350 744
email: maloprodajavz@ortorea.hr



shop.ortorea.hr
email:info@ortorea.hr

Možete pronaći više informacija o tkaninama i uzorcima na stranicama 172-175.

Možete pronaći više informacija o dodacima i pojasevima u cjeniku.

