

Tricikl Momo

Idemo u vožnju!

GMFCS
Level I-V

kg
max. 120




30-98cm

16-23cm

Uz **Momo tricikl** vozite se svojim ulicama ili izađite u prirodu na izlet. Ovaj tricikl vožnju čini zabavnom, a ujedno vježba zglobove i miškulaturu vašeg djeteta te potiče cirkulaciju. Tricikl je dostupan u čak 8 veličina dok će veliki izbor boja i mnoštvo opcija dodatne opreme učiniti ovaj tricikl nezaboravnim iskustvom za vas i vaše dijete. Za zahtjevnije i dulje vožnje, postoji i električna verzija tricikla, Momo Motion.





Tricikl Momo



Veliki izbor dodatka i konfiguracije za optimalnu podršku

Izaberite vrstu sjedala, volana ili razne varijante pedala



Boja okvira 12"

● Magenta

● Nebesko plava

○ Bijela

Boja okvira 16", 16/12" and 20"

● Žuta

● Plava

○ Bijela

Boja okvira 24", 24/20", 26" and 26" (XL)

● Antracit metalik

○ Bijela



Karakteristike	12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
Od pedale do gornjeg ruba sjedala *	30- 43cm	35- 48 cm	42- 62cm	49- 71cm	53- 75 cm	55- 77cm	65- 87cm	72- 94cm
Od pedale do gornjeg ruba sjedala **	33- 40cm	38- 45 cm	45- 60cm	52- 67cm	56- 71 cm	58- 81cm	68- 91cm	75- 98cm
Dužina od cijevi ispod sjedala do prednje cijevi	33cm	40cm	39cm	45cm	54cm	52cm	58cm	58cm
Međuosovinski razmak	68cm	75cm	80cm	91cm	99cm	104cm	112cm	112cm
Visina pristupne točke	16cm	16cm	18cm	20cm	20cm	22cm	23cm	23cm
Ukupna dužina	102cm	110cm	120cm	140cm	153cm	165cm	178cm	178cm
Ukupna širina	58cm	65cm	65cm	69cm	75cm	75cm	75cm	75cm
Maksimalna nosivost	40kg	50kg	60kg	80kg	90kg	100kg	120kg	120kg
Tara težina	12kg	13,5kg	14,5kg	17kg	18,5kg	19,5kg	21,5kg	21,7kg

* Dimenzije sa standardnim sjedalom / ** Dimenzije sa T sjedalom

ORTO REA ZAGREB

Franje Lučića 32, 10000 Zagreb
tel. +385 1 638 2262
email: maloprodajazg@ortorea.hr

ORTO REA VARAŽDIN

Rudera Boškovića 1, 42000 Varaždin
tel. +385 42 350 744
email: maloprodajavz@ortorea.hr



shop.ortorea.hr
email:info@ortorea.hr