

basti.

Ležaljka za tuširanje i kupanje

GMFCS
Level III-V

kg
max. 75



30-40 cm

30-44 cm

90°-180°



Svestrana ležaljka za kupanje i tuširanje koja će se potpuno prilagoditi vašim potrebama. Možete ju koristiti u kupaonici, u moru ili na plaži. Ležaljka omogućuje sigurnost korisnika te je veoma udobna za ležanje. Presvlaka je periva i udobna za kožu stoga ne ostavlja tragove pritiska na tijelu. Naslon se može podesiti jednom rukom tijekom korištenja ležaljke.



Zahvaljujući mogućnosti nagiba kuta naslona za glavu sigurni ste od ulaska vode u vaše oči ili oči vašeg djeteta.



basti.

Odjeljak za glavu
lako se sklapa

Pelote za glavu
lako se prilagođavaju po visini i širini

Presvlaka
lako se skida i čisti

Naslon za leđa
može se prilagoditi od 90 do 180 stupnjeva

Pojas za prsa
omogućuje sigurnost korisnika

Podesivi kut za koljena
omogućuje udobnu poziciju za sjedenje

Udubljenje za zdjelicu
kao dodatna oprema
stabilizira i pozicionira zdjelicu

Oslonac za potkoljenice
podesiv po kutu između 0 i 90 stupnjeva

Podokvir za tuš kabinu



Udubljenje za zdjelicu
kao dodatna oprema



Kut naslona za leđa
može se podesiti
jednom rukom

Boja okvira ● Crna



Karakteristike	Veličina 1	Veličina 2	Veličina 3	Veličina 4
Širina sjedišta	30cm	35cm	35cm	40cm
Dubina sjedišta	30cm	34cm	38cm	44cm
Visina leđnog dijela	45cm	61cm	71cm	82cm
Dužina u prostoru	69cm	74cm	88cm	93cm
Dužina oslonca za potkoljenice	19cm	20cm	28cm	28cm
Kut nagiba	90° - 180°	90° - 180°	90° - 180°	90° - 180°
Kut nagiba za koljeno	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°
Kut nagiba za glavu	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°
Maksimalna nosivost	35kg	45kg	55kg	75kg
Težina ležaljke	4kg	4,1kg	4,3kg	4,8kg

ORTO REA ZAGREB

Franje Lučića 32, 10000 Zagreb
tel. +385 1 638 2262
email: maloprodajazg@ortorea.hr

ORTO REA VARAŽDIN

Rudera Boškovića 1, 42000 Varaždin
tel. +385 42 350 744
email: maloprodajavz@ortorea.hr



shop.ortorea.hr
email: info@ortorea.hr

