



## Auto-CPAP iBreeze Series 20A

iBreeze Series je brand nove generacije u terapiji spavanja i disanja razvijen od strane Resventa. Više je od uređaja, sistemsko rješenje respiratornih poremećaja koje uključuje dijagnozu, titraciju i terapiju. Ergonomski dizajn, intuitivno sučelje i napredni ventilacijski algoritam zajedno s ResAssist Resventovim sustavom za upravljanje podacima o pacijentima, pružiti će korisnicima najbolje moguće iskustvo.



Vaš Auto CPAP set uključuje sljedeće stavke:

- osnovni uređaj sa integriranim ovlaživačem
- strujni adapter i kabel (220 V)
- fleksibilno crijevo za spajanje na masku
- uputstva za upotrebu
- torba za transport
- filteri (2 kom)
- SD memorijska kartica

### Tehničke specifikacije

Načini rada	CPAP, Auto-CPAP
Terapijski tlak	4-20cm H <sub>2</sub> O
Vrijeme rampe	0-60min, 5min povećanje
Autorampa	Da
Ovlaživač	Auto ili 0-8 razina podešavanja
Razina buke	36dBA
Veličina ekrana	3,5"
Dimenzije (dužina*širina*visina)	238 x 178 x 128 mm
Težina	1,6kg
Jamstvo	2 godine

