

CRUISER



Moderan dizajn i pametne mogućnosti podešavanja

Inovativni CRUISER modularni sustav prikladan je za korištenje u zatvorenom i na otvorenom prostoru te omogućuje najvišu razinu mobilnosti. Raznolike mogućnosti podešavanja i kombiniranja jamče individualna prilagođavanja s odgovarajućim sjednim sustavima.



Tehničke karakteristike



Veličina
1 i 2



Širina
38/44 cm*



Dubina
33–40 cm



Kut naslona
za leđa
90°–120°



Kut nagiba
sjedišta
(–5°)–30°



Maksimalna
nosivost
90 kg



Oslonac za noge

Oslonac za noge koji se može ukloniti, dvodjelni ili jednodjelni od aluminija. Opcija i elevacijskih oslonaca za stopala

Nagib sjedišta

Nagib sjedišta podesiv pomoću plinske opruge
Nagib leđnog naslona podesiv pomoću plinske opruge ili manualno



- Čvrsti okvir s abdukcijom
- Nagib sjedišta pomoću plinske opruge
- Dubina sjedišta podesiva u rasponu od 7 cm
- Podesiv naslon za leđa
- Preklopivi naslon
- Razne verzije oslonaca za noge

CRUISER

Cruiser podvozje dostupno je sa 12" ili 16" stražnjim kotačima



Izbor boja

☐ 25 RAL9010 white	☐ 44 RAL5015 sky blue met.	☐ 19 silvermetallic
☐ 24 RAL1028 melonyellow	☐ 16 RAL5002 ultramarine blue	☐ 63 platin met.
☐ 27 mandarin met.	☐ 17 dormantblue	☐ 23 RAL9005 black
☐ 06 dormantred	☐ 64 petrolgreen met.	
☐ 43 RAL4010 telemagenta met.	☐ 45 RAL 6018 yellow green	

☐ 76 white satined	☐ 70 ultramarine blue satined	☐ 77 silvermetallic satined
☐ 66 mandarin met. satined	☐ 75 petrolgreen met. satined	☐ 78 platin met. satined
☐ 67 traffi cred satined	☐ 73 yellowgreen met. satined	☐ 22 RAL9011 black mat
☐ 68 telemagenta met. satined		
☐ 72 sky blue met. satined		




Otpuštanje naslona za leđa



Sklopljeno podvozje



Jednodjelni oslonci sa mogućnošću postavljanja remenčića za stopala



Ručka za guranje, podesiva po visini i kutu te sklopiva



Sigurnosni kotačić na otklon



Stalak/košara za respirator ili aspirator



ORTO REA ZAGREB
 Franje Lučića 32, 10000 Zagreb
 tel. +385 1 638 2262
 email: maloprodajazg@ortorea.hr



shop.ortorea.hr
 email: info@ortorea.hr