

TOURER



Nova generacija mobilnih podvozja

TOURER predstavlja novu generaciju podvozja za sjedne školjke i ortopedske sustave za sjedenje. Moderni, promišljeni dizajn daje dojam lakoće, iako je konstrukcija vrlo čvrsta i stabilna. Ovaj model olakšava svakodnevni život i omogućava korisnicima aktivno sudjelovanje u životu sa svojom obitelji i prijateljima



Tehnički podaci



Veličina 0/1/2/3



Širina sjedišta od 26-44 cm



Dubina sjedišta od 33-40 cm



Nagib leđnog naslona
90°–120°



Nagib sjedišta
(–5°)–30°



Maksimalna nosivost
120 kg



TOURER 16

Kotači sa bubanj kočnicama,
uklonjivi pomoću brze osovine

NAGIB LEĐNOG NASLONA

Sjedište i nagib leđnog naslona podesivi
pomoću plinske opruge



- Čvrsti aluminijski okvir s abdukcijom
- Okvir sjedala podesiv po visini i kutu pomoću plinske opruge
- Naslon podesiv i preklopiv
- Podesiva visina sjedišta

TOURER

DETALJI

Dostupne veličine pogonskih kotača: 12" / 16" / 20" / 22" / 24"

Visina sjedala podesiva u rasponu od 8 cm

Naslon se može kontinuirano podešavati – omogućava produljenje dubine sjedišta za 7 cm





Prihvatnik za sjednu školjku



Otpuštanje i preklapanje naslona



Podešavanje visine sjedišta



Sigurnosni kotačić i poluga za nagnjanje



Jednodjelni oslonci za stopala



Dvodjelni oslonci za stopala

Izbor boja

☐  25 RAL9010 white	☐  53 cassis shiny	☐  45 RAL 6018 yellow green	☐  63 platin met.
☐  24 RAL1028 melonyellow	☐  59 atlanticblue met.	☐  60 mojitogreen met.	☐  23 RAL9005 black
☐  27 mandarin met.	☐  16 RAL5002 ultramarine blue	☐  19 silvermetallic	
☐  06 dormantred	☐  17 dormantblue	☐  46 RAL 9023 perl darkgrey	
☐  40 redmetallic	☐  64 petrolgreen met.		

☐  76 white satined	☐  75 petrolgreen met. satined	☐  77 silvermetallic satined
☐  66 mandarin met. satined	☐  73 yellowgreen met. satined	☐  78 platin met. satined
☐  67 traffic red satined	☐  74 mojitogreen met. satined	☐  22 RAL9011 black mat
☐  71 atlanticblue met. satined		☐  58 satinblack
☐  70 ultramarine blue satined		



ORTO REA ZAGREB
Franje Lučića 32, 10000 Zagreb
tel. +385 1 638 2262
email: maloprodajazg@ortorea.hr



shop.ortorea.hr
email: info@ortorea.hr