

PRODUCT CATALOG

2025



SPEED3X_{RS}



- ✓ Stabilan i siguran prihvata
- ✓ Jednostavna prilagodba na invalidska kolica različitih okvira
- ✓ Brza montaža bez alata



SPEED3X RS MINI

Motor: 500 W

Veličina kotača: 10 inča

Težina bez baterije: 10 kg

Maksimalna brzina: Ograničena na 25 km/h

Baterija: Li-ion 48 V / 14 Ah

Domet: do 70 km

Kočnice: disk kočnice

Značajke: LED svjetla, tempomat, vožnja unatrag, LCD zaslon u boji, podesiva upravljačka ručka, sklopivi dizajn

*Domet može varirati ovisno o težini i terenu



- ✓ Stabilan i siguran prihvati
- ✓ Jednostavna prilagodba na invalidska kolica različitih okvira
- ✓ Brza montaža bez alata



SPEED3X RS JUNIOR

Motor: 500 W

Veličina kotača: 10 inča

Težina bez baterije: 10 kg

Maksimalna brzina: Ograničena na 15 km/h

Baterija: Li-ion 48 V / 14 Ah

Domet: do 70 km

Kočnice: disk kočnice

Značajke: LED rasvjeta, tempomat, vožnja unatrag, LCD zaslon u boji, podesiva upravljačka ručka, sklopivi dizajn

*Domet može varirati ovisno o težini i terenu.



- ✓ Stabilan i siguran prihva
- ✓ Jednostavna prilagodba na invalidska kolica različitih okvira
- ✓ Brza montaža bez alata



SPEED3X RS

500 14"

Motor: 500 W

Veličina kotača: 14 inča

Težina bez baterije: 14 kg

Maksimalna brzina: Ograničena na 25 km/h

Baterija: Li-ion 48 V / 14 Ah

Domet: do 70 km

Kočnice: disk kočnice

Značajke: LED rasvjeta, tempomat, vožnja unatrag, LCD zaslon u boji, podesiva upravljačka ručka

**Domet može varirati ovisno o težini i terenu.*



- ✓ Stabilan i siguran prihvrat
- ✓ Jednostavna prilagodba na invalidska kolica različitih okvira
- ✓ Brza montaža bez alata



SPEED3X RS 500 16"

Motor: 500 W

Veličina kotača: 16 inča

Težina bez baterije: 14 kg

Maksimalna brzina: Ograničena na 25 km/h

Baterija: Li-ion 48 V / 14 Ah

Domet: do 70 km

Kočnice: disk kočnice

Značajke: LED svjetla, tempomat, vožnja unatrag, LCD zaslon u boji, podesiva upravljačka ručka, sklopivi dizajn

*Domet može varirati ovisno o težini i terenu



- ✓ Stabilan i siguran prihvata
- ✓ Jednostavna prilagodba na invalidska kolica različitih okvira
- ✓ Brza montaža bez alata



SPEED3X RS 500 DOUBLE

Motor: 500 W

Veličina kotača: 16 inča ili 14 inča

Težina bez baterije: 14 kg

Maksimalna brzina: Ograničena na 25 km/h

Baterija: Li-ion 48 V / 14 Ah

Domet: do 140 km

Kočnice: disk kočnice

Značajke: LED svjetla, tempomat, vožnja unatrag, LCD zaslon u boji, podesiva upravljačka ručka, sklopivi dizajn


*Domet može varirati ovisno o težini i terenu



Speed3X RS – Izrađen za gradske ulice, spreman za prirodne staze.

Speed3X RS je motorizirani dodatak dizajniran za poboljšanje mobilnosti korisnika invalidskih kolica. Pričvršćuje se na većinu kolica i omogućuje veću brzinu te lakše kretanje. Elektromotorni dodatak ima snažan motor, litij-ionsku bateriju, LCD zaslon jednostavan za korištenje i hidraulične disk kočnice za sigurnost. Njegov dizajn naglašava jednostavnost, sigurnost i prilagodljivost,

s ciljem poboljšanja svakodnevnog života osoba s poteškoćama u kretanju. Prilagođen je svim vrstama terena — od glatkih gradskih ulica do šljunčanih staza i prirodnih puteva. Snažan motor i čvrst dizajn osiguravaju udobnost i kontrolu, gdje god vas put odvede. Učinkovitost može varirati ovisno o težini korisnika i uvjetima terena.





LI-ION BATERIJA

SPEED3X RS pokreće visokoučinkovita litij-ionska baterija od 48 V i 14 Ah, koja omogućuje impresivan domet do 70 km s jednim punjenjem. Dizajnirana za učinkovitost i dugotrajnost, ova baterija osigurava pouzdanu snagu za svakodnevnu vožnju i duža putovanja.

MOTOR

Speed3X RS opremljen je električnim motorom snage 500 W visokih performansi, koji osigurava pouzdanu snagu za korištenje u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Ovaj motor omogućuje glatko ubrzanje, veliki okretni moment i energetska učinkovitost, pružajući tihu i pouzdanu vožnju uz minimalno održavanje.



PRIHVATNICI

SPEED3X RS opremljen je modularnim sustavom prihvatnika koji omogućuje kompatibilnost s različitim vrstama okvira invalidskih kolica. Uključene su tri izmjenjive opcije prihvatnika za sigurno i stabilno pričvršćivanje na:

- Ovalne cijevi
- Trapezoidne cijevi
- Okvire u Kuschall stilu (uključujući ergonomske ili spljoštene profile)

Zašto su Speed3X RS prihvatnici bolji?

Prihvatnici Speed3X RS nude nenadmašnu stabilnost, sigurnost i jednostavnost korištenja. Zahvaljujući sigurnom mehanizmu bez klimanja, čvrsto drže pogonski dodatak na mjestu — čak i na neravnim površinama. Nema potrebe za promjenom invalidskih kolica — univerzalni dizajn pristaje većini modela i postavlja se u nekoliko sekundi, bez upotrebe alata.

Osim toga, prilagođeni su svakodnevnoj upotrebi: ako se nešto dogodi, prihvatnici omogućuju brzu i jednostavnu prilagodbu.



GUME

Speed3X RS opremljen je izdržljivim pneumatskim gumama dostupnim u veličinama 10", 14" i 16", dizajniranim za izvrsno prianjanje, apsorpciju udaraca i glatko upravljanje na različitim podlogama. Bez obzira koristi li se u zatvorenom prostoru ili na zahtjevnom vanjskom terenu, ove gume osiguravaju stabilnu, udobnu vožnju i pouzdane performanse.

UPRAVLJAČ

Speed3X RS opremljen je ergonomskim upravljačem, s mogućnošću odabira između poluokidača (half gas handle) i upravljanja palcem. Tempomat osigurava stalnu brzinu za ugodniju i učinkovitiju vožnju.




BOJA

Speed3X RS dostupan je u tri standardne boje: crnoj, srebrnoj i bijeloj. Također nudimo mogućnost izrade u prilagođenim bojama kako bi odgovarao vašem osobnom stilu i željama, pružajući potpuno personaliziran izgled vašeg elektromotornog pogona.



MTB KOTAČI

SPEED3X RS nudi dvije izdržljive MTB opcije kotača za ručna invalidska kolica: osovine 6001–12.00 mm i 6001–12.7 mm. Obje veličine dizajnirane su za vrhunsko prianjanje i stabilnost, osiguravajući glatku i pouzdanu vožnju na različitim terenima — od gradskih ulica do zahtjevnih off-road staza.



ORTO REA ZAGREB
Franje Lučića 32, 10000 Zagreb
tel. +385 1 638 2262
email: maloprodajazg@ortorea.hr



shop.ortorea.hr
[email:info@ortorea.hr](mailto:info@ortorea.hr)