



Scorpius Range

SKLOPIV | KOMPAKTAN | SVESTRAN



Scorpius je posebno dizajniran za pojedince koji žele održavati aktivan, neovisan način života bez obzira na prostor kretanja. Idealan za svakodnevnu upotrebu, mogućnost brzog sklapanja skutera također je savršena karakteristika za putovanja onima koji svoje skutere žele odvesti u inozemstvo.

Lako se sklapa i prenosi

Dovoljno kompaktan da stane u stražnji dio standardnog automobila ili za putovanja u inozemstvo, svestrani asortiman Scorpiusa je savršen za one pojedince koji su stalno u pokretu.

Dostupan u 2 verzije, Scorpius može biti ručno sklopljen u 3 jednostavna koraka, dok Scorpius-A može biti kompaktno sklopljen za manje od 10 sekundi s jednim pritiskom na gumb.



Kompaktan i lagan

U sklopljenom obliku je kompaktan, oba modela mogu biti jednostavno smještena unutar prtljažnika bilo kojeg automobila. Oba modela teže manje od 30 kg s uklonjenim baterijama, mogu se bez napora podići kad je to potrebno. Kod oba skutera oslonac za noge je vrlo malen kada se preklopi što znači da ih se može lako pohraniti u mali prostori.



Sukladan sa zrakoplovom

Za neovisnost u inozemstvu, standardna litijumska baterija od 11,6 Ah teži samo 2,8 kg, a to su IATA i MSDS sukladan za inozemna putovanja zrakoplovima *.

* Preporučuje se da se prije putovanja obratite svom zrakoplovnom prijevozniku.



5

EKSUKLIZIVNE ZNAČAJKE

1

Kompaktno sklapanje

- ▶ Sklapanje bez napora za putovanje i skladištenje
- ▶ Scorpilus sklopljene dimenzije = 750 (d) x 512 (š) x 540 (v) mm
- ▶ Scorpilus-A sklopljene dimenzije = 775 (d) x 512 (š) x 540 (v) mm

Dodirnite LED ploču

(Samo Scorpilus A)

2

- ▶ Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir
- ▶ Može preklopiti Scorpilus-A u manje od 8 sekundi!
- ▶ Opremljen je uređajem protiv krađe

3

LED osvjetljenje

- ▶ LED osvjetljenje srijeda i straga
- ▶ prednja i zadnja kočnica opremljena je reaktivnim LED svjetlom



Zrakoplovna kompatibilna baterija

4

- ▶ Standardna litij-ionska baterija od 11,6 Ah može se voziti avionima
- ▶ u skladu s IATA-om i MSDS-om

5

Izdržljivost







- ▶ Sa standardnim 8" PU kotačima, Scorpilus je pogodan za razne vrste terena







Dodatne mogućnosti






- ▶ Vreće za odlaganje
Mogućnost stavljanja vreća za odlaganje iza, naprijed i ispod sjedišta
- ▶ Baterija od 17,6Ah
Veća litij-ionska baterija dostupna je onima koji žele putovati na veće udaljenosti (23km)



Tehničke specifikacije ▼


						
	Širina naslona ▼	Dubina sjedala ▼	Visina sjedala od poda ▼	Preklapljene dimenzije (D x Š x V) ▼	Širina pogonske jedinice ▼	Ukupna dužina ▼
Scorpius	419 mm	340mm	560mm	780 x 512 x 540 mm	512mm	953 mm
Scorpius A	419 mm	340mm	560mm	775 x 512 x 540 mm	512mm	953 mm

						
	Ukupna visina ▼	Ukupna težina ▼	Maksimalna težina korisnika ▼	Kapacitet baterije ▼	Promjer okretanja ▼	Maksimalna visina prepreka ▼
Scorpius	953 mm	27.2 kg	115kg / 255 lbs	1 x 24V/11.6Ah	1140mm	50mm / 2 inch**
Scorpius A	953 mm	28 kg	115kg / 255 lbs	1 x 24V/11.6Ah	1140mm	50mm / 2 inch**

					
	Razmak od poda ▼	Sigurnosni nagib ▼	Maksimalna ruta vožnje ▼	Maksimalna brzina ▼	Snaga motora ▼
Scorpius	43mm / 1.7in	6°	15km	8kmp/h	250W, 4600 r.p.m
Scorpius A	43mm / 1.7in	6°	15km	8kmp/h	250W, 4600 r.p.m

*Weight without batteries
** Measured with run-up

Boja skutera ▼



White

Red

Presvlaka ▼



Black mesh fabric

Zastupnik za Hrvatsku



Orto Rea d.o.o. | Braće Radića 52/b, Jalkovec, Varaždin

tel: +385 42 350 744

email: info@ortorea.hr | <http://www.ortorea.hr>



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print.

Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Scorpius - EU - 08/2019

